



MEJOR JUNTOS

LIMPIEZA EFICIENTE, EFICAZ Y UNIFORME

Combina las lavadoras de alto rendimiento
con los detergentes especialmente
formulados de STERIS

 STERIS



EFICACES POR SEPARADO, PERO MÁS FUERTES JUNTOS

Nuestras lavadoras y detergentes farmacéuticos trabajan en equipo para garantizar su éxito. La combinación de la gama de detergentes farmacéuticos y equipos de lavado de STERIS proporciona resultados uniformes y de alto nivel, lo que en última instancia ahorra tiempo, reduce costes y aumenta la velocidad de comercialización.



COMBINACIÓN INTENCIONADA




Optimización del rendimiento

Combine productos químicos mejorados con lavadoras de alta gama para simplificar el proceso de limpieza y eliminar la suciedad de forma eficaz.



Garantía de cumplimiento

Utilice detergentes validados específicamente formulados para su uso en equipos de STERIS para cumplir y respetar las normativas y los estándares globales del sector.



Ahorro de tiempo

Personalice los accesorios del bastidor de lavado para adaptarlos a los distintos tipos de componentes y programe menos ciclos de lavado con detergentes eficaces sin enjuague fácil.



Compatibilidad con las iniciativas de sostenibilidad

Combine detergentes farmacéuticos especialmente formulados con lavadoras de bajo consumo y de conformidad con las GMP para reducir el gasto de electricidad y agua.



Aumento de la vida útil del equipo

Aproveche la alta compatibilidad con los materiales de los detergentes de STERIS para evitar el desgaste prematuro de los materiales blandos como las piezas de plástico y elastómero de nuestras lavadoras.

EL TAMAÑO ADECUADO PARA SU PROCESO

Lavadoras que cumplen la normativa y se adaptan a sus necesidades, independientemente del tamaño de su centro



Reliance™
280PG



Reliance
380PG




Reliance
480PG



Reliance
680PG



Reliance
980PG




Ahorre tiempo, reduzca costes y mejore la eficacia de su planta con los bastidores de lavado y los accesorios personalizados de STERIS. Están diseñados específicamente para adaptarse a su proceso exclusivo y garantizarle el cumplimiento de sus objetivos.

Nuestro equipo puede trabajar con usted para evaluar sus necesidades, diseñar los bastidores y accesorios adecuados, y validar su proceso.

LAVADO EFICAZ Y SENCILLO

Las lavadoras de grado farmacéutico Reliance de STERIS están diseñadas, fabricadas, validadas y documentadas de acuerdo con las últimas prácticas y estándares globales para facilitar el cumplimiento por parte del cliente de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP).

Están especialmente diseñadas para la limpieza de componentes esenciales utilizados en la fabricación de productos biotecnológicos y farmacéuticos, y ofrecen resultados uniformes y eficaces. No necesitan agua fría para enfriarse, lo que reduce el consumo de agua.



DETERGENTES FARMACÉUTICOS: FORMULADOS PARA EL ÉXITO

A diferencia de los limpiadores básicos o alcalinos, los detergentes farmacéuticos emplean una combinación de mecanismos para funcionar de forma sinérgica, entre los que se incluyen:

- Disolución
- Solvatación
- Quelación
- Dispersión
- Surfactancia
- Humectación

Esta excelente mezcla de mecanismos de limpieza permite a los detergentes farmacéuticos de STERIS reducir los residuos del proceso, así como el tiempo, el consumo de agua, los gastos de mantenimiento y el consumo de energía.

Nuestro enfoque facilita la validación de la limpieza y proporciona:

- Una recomendación del proceso de limpieza sólida y científicamente demostrable.
- El equipo de servicio técnico más experimentado del sector le ayudará a cumplir sus objetivos de limpieza y validación.
- Controles de fabricación y sistemas de calidad diseñados para cumplir los requisitos de las cGMP.
- Formulaciones para satisfacer necesidades de limpieza específicas.
- Formulaciones disponibles en todo el mundo para satisfacer necesidades de limpieza específicas y respaldar los esfuerzos de armonización.



Los detergentes farmacéuticos de fácil enjuague de STERIS están diseñados para abordar sus retos más difíciles y apoyar su programa de control de la contaminación.



DETERGENTES SIN ENJUAGUE

Probados, eficaces y formulados para la limpieza



Detergente alcalino CIP 100™

El detergente alcalino CIP 100 es un detergente especialmente formulado que satisface las demandas de limpieza exclusivas de las industrias farmacéutica, biotecnológica y otras que requieren un detergente eficaz y validable. Disuelve y elimina un amplio espectro de tipos de suciedad utilizando múltiples mecanismos de limpieza.



Detergente alcalino ProKlenz™ ONE

El detergente alcalino ProKlenz ONE es un producto de baja formación de espuma y sin fosfatos que elimina una amplia gama de residuos del proceso, desde los subproductos de fermentación hasta las emulsiones y los lubricantes a base de silicona. Es ideal para su uso en procesos de limpieza en el centro y fuera de él.



Detergente ácido CIP 200

El detergente ácido CIP 200 contiene una mezcla patentada de ácido fosfórico, un avanzado sistema de tensioactivos y otros ingredientes que mejoran el rendimiento y favorecen múltiples mecanismos de limpieza. Produce poca espuma y es ideal para los métodos de limpieza en el centro y fuera de él en diversos procesos, como la desincrustación y la pasivación.



Detergente ácido ProKlenz TWO

El detergente ácido ProKlenz TWO es un limpiador de alto rendimiento y sin fosfatos para la eliminación de residuos de procesos difíciles e incrustaciones. Está formulado con un sistema de tensioactivos estable y analizable, y con baja formación de espuma para su uso en procesos de limpieza en el centro y fuera de él.

OFERTAS COMPLETAS. SOPORTE INTEGRADO.

Soporte técnico

Nuestro equipo global de químicos, microbiólogos e ingenieros ofrece a los clientes asesoramiento sobre productos y procesos. El equipo suele organizar seminarios sobre temas que van desde los principios del lavado automático hasta la validación de la limpieza de los procesos.

Ofrecemos una amplia biblioteca de datos técnicos, resultados de laboratorio, métodos analíticos y estudios de casos para los clientes, en los que se abordan temas clave como la validación de los sistemas de lavado, los mecanismos de limpieza, la desincrustación y la pasivación, la corrección de biopelículas y la degradación de proteínas y péptidos.

Recomendaciones de PACE™

Nuestros servicios de asistencia técnica incluyen el programa Process and Cleaner Evaluation (PACE). PACE es un servicio de evaluación diseñado para ofrecer a los clientes recomendaciones sobre un protocolo de limpieza eficaz.

Una vez finalizada la evaluación, elaboramos un informe para ayudar al desarrollo del protocolo de limpieza mediante la definición de parámetros basados en el tipo de producto químico, la concentración, el tiempo de limpieza, la temperatura, el método de limpieza y la calidad del agua. Las recomendaciones del informe de PACE pueden verse reflejadas en los parámetros de su ciclo para favorecer unos resultados de limpieza óptimos.

Servicios para los equipos

Nuestra cartera de planes de mantenimiento de equipos permite a los clientes dedicar más tiempo a fabricar productos innovadores mientras nosotros nos encargamos de optimizar el rendimiento de los equipos.

Ofrecemos una variedad de planes que se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades. Nuestro equipo de servicio técnico colabora con los clientes para identificar las necesidades y sugerir un plan de mantenimiento óptimo.



Colabore con nosotros para optimizar su proceso

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para saber cómo podemos ayudarle en cada paso de su proceso. Nuestro equipo trabajará con usted para determinar las soluciones óptimas a sus retos específicos.